

目づまり防止に

## ロータップ用 湿式装置

ふるい振とう機に装備することにより、乾式でのふるい分けが困難な微細粉の試料を、上部より噴霧された水などによって目づまりや引っかかりを除き、ふるい分けがスムーズに行なわれます。

### ■オプション

#### ロータップふるい振とう機用

##### ●ふるいセットアダプター

- (1) φ 75mm用
- (2) φ 100mm用

##### ●防音カバー

- 材質：鉄製
- 内側：防音ラバー貼付

#### 電磁式ふるい振とう機用

##### ●湿式用アタッチメント


- ふるい45mmH×4段maxセット可能

##### ●連続ふるい分け用アタッチメント

- ふるい45mmH×3段maxセット可能

##### ●ふるいセットアダプター

- (1) φ 75mm用
- (2) φ 100mm用



JIS準拠

## 標準ふるい



### 規格

呼び寸法 (mm)	6.7	5.6	4.75	4.0	3.35	2.8	2.36	2.0	1.7	1.4	1.18	1.0
MESH	3	3.5	4	4.7	5.5	6.5	7.5	8.6	10	12	14	16
呼び寸法 (μm)	850	710	600	500	425	355	300	250	212	180	150	125
MESH	18.5	22	25.6	30	35.5	42	50	60	70	83	100	120
呼び寸法 (μm)	106	90	75	63	53	45	38	32	受蓋			
MESH	140	166	200	235	280	330	390	440				
ふるいの内径	150 又は 200mm											
ふるいの深さ	45 又は 60mm											
ふるいの材質	真ちゅう又はステンレス											

注) 本カタログ製品は性能・機能向上等の為、仕様及びデザインを予告なく変更することがあります。

製品の仕様・性能に関しまして、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

(株)シー・エム・ティ TEL:0246-21-7766 FAX:0246-21-7177

URL: <http://www.cmt-ltd.co.jp> E-mail: [info@cmt-ltd.co.jp](mailto:info@cmt-ltd.co.jp)